

Esthetic Guide

ОБЛИК

Тело. Формы и контур



1 (45) 2022






Bellarti

born to shine



 bellarti.ru

 [@bellartiru](https://www.instagram.com/bellartiru)

 [Bellarti](https://www.youtube.com/Bellarti)

ООО «ГРОТЕКС», 195279, Россия,
Санкт-Петербург, Индустриальный, 71/2

РЕКЛАМА

Руки: особое внимание

Эффективная методика коррекции возрастных изменений кожи кистей рук препаратом Bellarti Lift с использованием канюльной техники.

Введение

Обычно пациенты внимательно относятся к состоянию кожи лица и шеи, но забывают о необходимости заботиться о кистях рук. Между тем, данная зона является визуальным маркером молодости и одной из самых уязвимых в плане старения.

Кожа здесь изначально тонкая и содержит мало солевых желёз. С годами качество и текстура кожи и подкожных тканей ухудшаются. Снижается содержание коллагена и эластина, это приводит к ослаблению и атонии.

Для молодых и ухоженных рук характерен гладкий контур, минимально заметные вены и высокий тургор кожи. Как достичь этого в любом возрасте, мы расскажем в нашем мастер-классе.

Клинический случай

Пациент — женщина, 42 года. В течение более чем семи лет регулярно проходила курсы биоревитализации кожи лица и шеи. Проявляется жалобы на сухость, снижение тонуса, морщины и истончение кожи тыла кистей, особенно выраженные на контрасте с состоянием лица и шеи. Изменения максимально заметны в последние два года. Задача: вернуть гладкость и тонус коже рук.



Алексей Чаплыгин

к. м. н., врач-дерматовенеролог, косметолог, Санкт-Петербург
@chaplignalexei



Наталья Чаплыгина

врач-дерматовенеролог, косметолог, Санкт-Петербург
@drnatalychapl

Пролонгированная биоревитализация препаратом Bellarti Lift даёт мощное увлажнение и питание коже рук, а также сохраняет её молодость



6



7



8. До



9. После

Материалы и методы

Для улучшения качества кожи тыла кистей была выбрана максимально, на наш взгляд, эффективная атравматичная методика пролонгированной биоревитализации с применением препарата Bellarti Lift и канюльной техники. Мы считаем, что канюльная техника — единственно оптимальная для тыла кистей. В кожу тыла пальцев препарат вводился папулярно интрадермально.

Bellarti Lift содержит гиалуроновую кислоту высокой плотности и обеспечивает выраженный результат уже после первой процедуры. В состав препарата входит нестабилизированная высокомолекулярная кислота 2,7–3 мДа, 18 мг/мл, и глицерол 0,49%. Именно благодаря оптимальной концентрации глицерола, обеспечивающей равномерное распределение воды в тканях, препарат не вызывает отёчности.

Процедура позволяет увеличить плотность кожи и повысить её тонус, разгладить морщины, обеспечить выраженную гидратацию. Курс: одна процедура в месяц, всего три раза, либо однократно за 2–4 недели перед collagenstimulirujущими методиками.

Протокол процедуры

- Асептическая обработка кожи. Апликационная анестезия кремом с лидокаином и прилокаином — 20 минут.
- Формирование двух точек доступа на тыле каждой кисти в проекции *teinaculum extensorum* между вторыми/третьими и четвертьными/пятыми пястными костями (фото 2).
- Введение канюли в направлении от проксимального до дистального отдела кисти (фото 3), не пересекая сухожилия разгибателей пальцев. Введение препарата линейно-ретроградно, канюлей 25G × 50 мм, доводя её до головок пястных костей (фото 4).
- Четыре прохода из каждой точки доступа по 0,1 мл на одно движение канюлей. Расход препарата на тыл одной кисти — 0,8 мл (фото 5).
- Введение оставшихся 0,2 мл в тыл пальцев рук интрадермально папулярно (фото 6, 7).
- Суммарный расход на две кисти — 2 мл Bellarti Lift.
- Завершение процедуры интенсивным массажем для лучшего распределения препарата.

Заключение

Применение препарата Bellarti Lift в малотравматичной веерной канюльной технике обеспечивает гарантированную пролонгированную биоревитализацию кожи, что позволяет выбирать данный метод для коррекции возрастных изменений кожи тыла кистей. ●

Результаты коррекции

С помощью терапии удалось возместить дефицит объёма мягких тканей тыла кистей. Заметно улучшились тонус и тургор кожи, разгладилась морщины. Кожа рук выглядит более молодой. Максимальный эффект был достигнут после трёх процедур.